



masculan® Kondome bieten einen zuverlässigen Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten, und ungewollter Schwangerschaft. Kontrollieren Sie vor der Verwendung das Haltbarkeitsdatum auf der Kondom Schutzfolie. Das Kondom vorsichtig aus der Schutzfolie entnehmen und darauf achten, dass es nicht durch Fingernägel, Schmuck o.ä. beschädigt wird. Das Kondom mit Daumen und Zeigefinger halten und kontrollieren das der Abrollrand außen ist, damit sich das Kondom sicher abrollen lässt. Setzen Sie das Kondom auf den erigierten Penis und zwar bevor es zum ersten Kontakt zwischen Penis und dem Körper des Partners kommt. Setzen sie das Kondom auf die Penisspitze auf und lassen im obersten Teil des Kondoms genug Platz für das Sperma. Das Reservoir mit den Fingern so zusammenformen, dass dort keine eingeschlossene Luft verbleibt. Danach das Kondom mit der anderen Hand fäلتen, vollständig über den steifen Penis abrollen. Bevor der Penis erschlafft, das Kondom beim Herausziehen am Penisansatz festhalten, damit es nicht abrutscht. Bei nicht vaginaler (analer) Anwendung besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Kondome abrutschen oder beschädigt werden. Entsprungen Sie gebrauchte Kondome hygienisch und werfen Sie diese in den Abfallimer. Jedes Kondom nur einmal verwenden. Bei Wiederverwendung besteht erhöhte Gefahr, dass das Kondom reißt, abrutscht und zu sexuell übertragbaren Krankheiten sowie zu ungewollter Schwangerschaft führen kann. Personen mit Latexallergie sollten keine Kondome aus Naturkautschuklatex benutzen. Kühlen, trocken und vor Sonnenlicht geschützt aufzubewahren. Als zusätzliche Glimmelittel empfehlen wir nur wasserbeständige Gleitgelie. Bei gleichzeitiger äußerlicher Anwendung von Medikamenten am Penis oder Vagina, einen Arzt oder Apotheker über die Verträglichkeit konsultieren. Bitte beachten: Kein Verhütungsmittel schützt 100 % vor Schwangerschaft oder Ansteckung – trotzdem immer ein masculan® Kondom benutzen.

WARNHINWEIS:

- Das Kondom wird aus Naturkautschuk-Latex hergestellt, der allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischem Schock hervorrufen kann, wenn der Verwender eine Latexallergie hat
- Überprüfen Sie, ob das Kondom zu locker oder übermäßig eng um den Penis liegt, denn dadurch könnte es reißen.
- Konsultieren Sie möglichst rasch, spätestens innerhalb von 72 Stunden, einen Arzt, falls das Kondom während des Gebrauchs reißt oder platzt.
- Verwenden Sie das Kondom nicht, wenn die Einzelverpackung offensichtlich beschädigt ist. Nehmen Sie ein neues Kondom aus einer unbeschädigten Verpackung.
- Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall mit dem Kondom dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.
- Das versehentliche Einatmen eines Kondoms (Oralsex) kann zum Ersticken führen.

DE

Презервативите masculan® предлагат надеждно предпаване от болести, предавани по полов път, както и от нежелана бременност. Преди употреба проверете датата на годност върху предпазното фолио на презерватива. Извадете презерватива от предпазното фолио и внимавайте да не го увредите с ноктите на прстите, навити или други предмети. Хавете презерватива с палеца и показалеца и се уверете, че ръбът за развиване се намира от външната страна, за да може презервативът да се развие по сигурен начин. Поставете презерватива върху еректирания penis преди първия контакт между penis и тялото на партньора. Наломете презерватива върху върха на penis и оставете в предната част на презерватива достатъчно място за спермата. Пригнетете с пръсти тази предна част така, че да не остане въздух вътре в нея. След това развийте презерватива с другата ръка напълно и без образуване на гънки по протежение на въздушния penis. Преди неимств да се отпусне, задържайте презерватива при издържането му в околната на penis, за да не се използва. При нежелателно (анално) използване съществуват повишен риск презервативът да се използва или да се увреди. Изключително употребените презервативи по хигиенен начин в кош за отпадъци. Използвайте даден презерватив само веднъж. При повторно използване съществуват повишен риск презервативът да се разкъса или използва и това може да доведе до заразяване с болести, предавани по полов път, както и от нежелана бременност. Хората с алергия към латекс, за би трябвало да използват презерватив от латекс от естествен каучук. Съхранявайте на хладно и сухо място, защитено от слънчева светлина. Нико допълнителен лубрикант Ви препоръчваме само овлажняващи гелове на водна основа. При едновременно външно прилагане на лекарства върху penis или vaginita се консултирайте с лекар или фармацевт относно поносимостта. Моля, обърнете внимание: нито едно противозачатъчно средство не предлага 100% едно предпазване от бременност или инфекции - затова винаги използвайте презерватив masculan®.

BG

ВНИМАНИЕ:

- Презервативът е изработен от латекс от естествен каучук, който може да предизвика алергична реакция, включително и анафилактичен шок, ако потребителят е алергичен към латекса
- Спрете и проверете дали презервативът се използва от или е прекалено припнал към penis, защото това може да доведе до съсъване.
- Потърсете лекарска помощ възможно най-сноро, най-късно до 72 часа, ако от презерватива има изтичане или течене по време на употреба.
- Не използвайте презерватива, ако има видима повреда на опаковката. Използвайте нов от непоредовна опаковка.
- Докладвайте всеки сериозен случай, свързан с презерватива, на производителя и на националния компетентен орган.
- Случайното вдъшване на презерватив (орален секс) може да причини задушаване.

CS (CZ)

masculan® kondomy nabízí spolehlivou ochranu před sexuálně přenosnými chorobami a nechtěným těhotenstvím. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti na ochranné fólii. Kondom vyjměte opatrně z ochranné fólie a dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození nehty, šperky nebo jinými ostrými předměty. Kondom držte mezi palcem a ukazováčkem a zkontrolujte, zda je rolovací okraj směrem ven a kondom tak může být bezpečně odrolen. Kondom nasadte na stoprocentně penis a sice ještě před tím, než dojde k prvnímu kontaktu mezi penisem a tělem partnera. Kondom nasadte na špičku penisu a nechte v horní části kondomu dostatek místa pro sperma. Rezervoár stiskněte mezi prsty tak, aby zde nezbýval uvolněný vzduch. Poté kondom pomoci druhé ruky odvíjejte na celý stoprocentně penis tak, aby nezůstaly záhyby. Před obchátním penisu přidržte kondom při vytahování na kořenu penisu, aby neskouzl. Při mimovaginálním (análním) použití existuje zvýšené riziko, že kondom se poškodí. Použitá kondomy likvidujte hygienicky vhozením do nádoby na odpady. Každý kondom použijte jen jednou. Při opakovaném použití existuje zvýšené riziko, že se kondom roztáhne, sklouzne, což může vést k náказе sexuálně přenosným chorobám a k nechtěnému těhotenství. Osoby s alergií na latex by neměly používat kondomy z přírodního kaučukového latexu. Uchovávejte v chladu, ne na chráně před slunečním světlem. Jako přídatný lubrikant doporučujeme použít pouze lubrikantů gely na bázi vody. Při současném vnějším používání léků na penis nebo vaginu je nutné sňádněvisit konzultovat s lékařem nebo lékárníkem. Dbejte prosím: žádný antikoncepční prostředek nechrání 100% před otehotněním nebo náказу – i když je vždy používán masculan® kondom.

POZORNOST:

- Kondom je vyroben z přírodního latexu, který může způsobit, že je užívatel alergický na latex, způsobovat alergické reakce včetně anafylaktického šoku.
- Pokud kondom sklouzává nebo penis přilší utahuje, zastavte se a kondom zkontrolujte, protože by to mohlo vést až k jeho prasknutí.
- Pokud kondom při používání netěsní nebo praskl, vyhleďte po nejdříve lékařskou pomoc, minimálně do 72 hodin.
- I při běžném psožitosti, kondom nepoužívejte. Použijte nový z nepoškozeného balíčku.
- Každou vážnou nehotu týkající se použití kondomu nahlaste výrobci a příslušnému národnímu úřadu.
- V důsledku náhodného vdechnutí kondomu (při orálním sexu) může dojít k udušení.

ES

Los condones masculan® ofrecen una protección confiable contra las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no deseado. Antes de utilizarlos, revise la fecha de caducidad que viene en el empaque del condom.Saque con cuidado el condón del empaque y tenga cuidado de no dañarlo con las uñas, joyería, o cerdones de condón con el dedo pulgar y el índice, y cerciórese de que el borde para des enrollarlo esté por fuera a fin de que el condón pueda desdoblarse sin problema. Ponga el condón sobre el pene erecto y antes de que éste entre en contacto con el cuerpo de su pareja. Coloque el condón sobre la punta del pene y en la parte superior deje el espacio suficiente para el espermato. Apriete el depósito con los dedos para que no quede aire encapsulado. Después, desenrolle totalmente el condón sobre el pene erecto con la otra mano sin que se arrugue. Antes de que el pene vuelva a su flacidez, sostenga el condón en la base del pene antes de sacarlo para que no vaya a resbalarse. El empleo en el sexo anal tiene un riesgo mayor que el de los condones pueden resbalarse o dañarse. Deseshe de forma higiénica los condones usados y tírelos a la basura. Utilice el condón sólo una vez. Si lo vuelve a utilizar existe el gran peligro de que el condón se rompa, resbale y que pueda generar enfermedades de transmisión sexual, así como embarazos no deseados. Las personas alérgicas al látex no deberán utilizar condones hechos de látex de caucho natural. Deberá guardarlos en un lugar fresco, seco, y alejados de la luz del sol. Como lubricante adicional le recomendamos el gel a base de agua. Durante el empleo externo de medicamentos en el pene o la vagina al mismo tiempo, consulte a su médico o farmacéutico sobre la compatibilidad. Tenga en cuenta: ningún anticonceptivo protege al 100% contra riesgos de embarazo o infección. De cualquier manera, utilice siempre un condón masculan®.

PRECAUTION:

- El condón es de látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas incluyendo shock anafilático si el usuario es alérgico al látex.
- Deténgase y compruebe si el condón se desliza o aprieta excesivamente el pene, ya que esto podría ocasionar una rotura.
- Busque asistencia médica lo antes posible, en las primeras 72 horas, en caso de que el condón se salga o se rompa durante su uso.
- No use el condón si el envase individual presenta daños obvios. Utilice uno nuevo de un paquete intacto.
- Ante casos de gravedad ocurridos con el condón repórtelos con el fabricante del condón y ante la autoridad competente nacional.
- La inhalación accidental del condón (sexo oral) puede causar asfixia.

AVERTISSEMENT:

- Le préservatif est en latex de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques ou un choc anaphylactique, si l'utilisateur est allergique au latex.
- Vérifiez que le préservatif ne glisse pas ou qu'il ne serre pas trop le pénis, sous risque de rupture.
- En cas de fuite ou de déchirure du préservatif, consultez un médecin le plus rapidement possible, au moins dans les 72 heures.
- Ne pas utiliser le préservatif si le réservoir individuel est visiblement endommagé. Utilisez un préservatif sorti d'un emballage intact.
- Veillez signaler chaque incident grave avec le préservatif au fabricant et à l'autorité nationale compétente.
- L'inhalation accidentelle du préservatif (sexe oral) peut causer un étouffement.

FR

Les préservatifs masculan® constituent une protection fiable contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non souhaitées. Avant l'utilisation contrôlez la date de validité indiquée sur le film plastique de protection du préservatif. Retirer avec précaution le préservatif du film plastique de protection et faire bien attention à ne pas l'endommager avec les ongles, des bijoux ou objets similaires. Tenir le préservatif avec le pouce et l'index et contrôler que le bord déroulant soit à l'extérieur, afin que le préservatif se laisse dérouler en toute sérénité. Placer le préservatif sur le pénis en érection, avant le tout premier contact entre le pénis et le corps du partenaire. Placer le préservatif sur la pointe du pénis et laisser assez de place dans l'extrémité du pénis et laisser assez de place dans la partie supérieure du préservatif pour le sperme. Pincer le réservoir de telle manière à ce qu'il n'y ait plus du tout d'air. Dérouler ensuite entièrement le préservatif avec l'autre main sur le pénis en érection de manière à ce qu'il n'y ait pas de plis. Avant que le pénis ne se relâche, bien tenir le préservatif à sa base en se retirant, afin qu'il ne glisse pas. Lors d'un usage au cours d'un rapport avec une femme, il existe un risque plus élevé que les préservatifs glissent ou bien soient altérés. Procéder à l'élimination hygiénique des préservatifs usagés et les jeter dans la poubelle. Utiliser chaque préservatif une seule fois. En cas de réutilisation, le risque est accru de voir le préservatif se déchirer, glisser ainsi que le risque de maladies sexuellement transmissibles et de grossesses non souhaitées. Les personnes présentant une réaction allergique au latex ne doivent pas utiliser de préservatifs à base de latex de caoutchouc naturel. A conserver dans un endroit frais, sec, et à l'abri de la lumière du soleil. Nous vous conseillons comme lubrifiant seulement les gels lubrifiants à base d'eau. En cas d'utilisation simultanée de médicaments en application au niveau du pénis ou du vagin, consulter un médecin ou un pharmacien quant à leur tolérance. Attention, aucune méthode de contraception ne peut garantir une protection à 100% contre une grossesse ou une infection – utiliser tout de même toujours un préservatif masculan®.

CAUTION:

- Condoms are made of natural rubber latex, which might cause allergic reactions including anaphylactic shock if the user is allergic to latex.
- Stop and check if the condom is slipping off or tightening excessively onto the penis because this might lead to breakage.
- Seek medical assistance as soon as possible, at least within 72 hours should the condom leak or burst during use.
- Do not use the condom if the individual container is obviously damaged. Use a new one from an undamaged package.
- Report any serious incident occurred on the condom to the manufacturer and the relevant national competent authority.
- Accidental inhalation of a condom (oral sex) can cause choking.

DIQDET:

- Prezervativ tabii kaucuk latexdan hazirlanib, bu isalete allergiya olan xassirlara allergik reaksiyalar, hatta anafilaktik sok yarada bilir.
- Prezervativin xok xox xiv ya boş olmasından amin olun, çünki bu, onun yırtılmasından qaba bilir.
- Əgər prezervativ istifadə zamanı sızması və ya yırtılması aşkar edilirsə, dərhal 72 saat ərzində tibbi yardım müraciət edin.
- Prezervativin fərdi qablaşdırması açıq-aşkar zədələnmişdirsə, onu istifadə etməyin.
- Zədələnməmiş qablaşdırmadan bəqsa prezervativ istifadə edin.
- Prezervativə bəqlə hər hansı cəldi hal bəq verarsə, istehlakçı və müvafiq orqana malmat verin.
- Prezervativin təsadüfi olaraq uduşması (oral seks zamanı) boğulmaya səbəb ola bilir.

OPREZ:

- Kondom je izrađen od prirodnog gumiranog lateksa koji može izazvati alergijske reakcije uključujući anafilaktički šok ako je korisnik alergičan na lateks
- Zauzavite se i provjerite je li kondom skliznuo ili je previše stegnut oko penisa jer bi to moglo dovesti do pucanja.
- Zatražite liječničku pomoć što je prije moguće, minimumo u roku 72 sata ako kondom propušta ili pukne tijekom uporabe.
- Nemojte koristiti kondom ako je pojedinačno pakiranje očigledno oštećeno. Koristite novi kondom iz neoštećenog pakiranja.
- Prijavite svaki ozbiljan incident, koji uključuje kondom, proizvođaču i nacionalnom nadležnom tijelu.
- Slučajno udisanje kondoma (oralni seks) može izazvati gušenje.

AZE

masculan® prezervativləri cinsi yolla ötürülən xəstəliklərdən və arzulanmamış hamiləlikdən ehtibarlı qorunmanı təmin edir. İstifadə etməzdən əvvəl, prezervativin qablaşdırmasında qeyd olunan son istifadə tarixini yoxlayın. Prezervativ qablaşdırmadan ehtiyatla çıxarın, dirnaqlağızla və ya zinat asaylanızla onu zədələməməyə çalışın. Prezervativ bəyubək və işarə barmaqınızla tutun, rezin halqanın xaricə olmasa prezervativin fıkkasıyısına kəskin edəcəkdir. Prezervativ cinsi əlaqəyə başlamazdan əvvəl və yalnız erektsiya vəziyyətində istifadə edin. Prezervativ cinsiyatı orqanının ucuna yerləşdirin və yavaşca cinsiyatın genişliyinə uyğun saxlayın. Məhsulun uçulmuş barmaqınızla sənək xırda, içindəki hava çıxın. Sonra digər əlinizlə prezervativi erektsiya halında olan cinsiyatı orqanının üzərinə, ağılmadan və hər hansı bir qıym qaldan, tam uzulmuşuna qədər yavaşca çıxın. Cinsiyat orqanını vaxtdan vaxtdan prezervativ cinsiyatı orqanından sürüşməsini üçün bəqlə hissəsindən sıxı saxlayın. Qeyri-vaxitli (anal) cinsi əlaqə zamanı prezervativin sürüşmə və ya zədələnmə riski yüksəkdir. İstifadə olunmuş prezervativi geyikni səfəftə qıxın və zibil qutusuna atın. Prezervativ yalnız bir dəfə istifadə oluna bilər. Təkrar istifadə prezervativin yırtılma və ya sürüşməsinə gətirib qıxar bilər, bu da cinsi yolla yoluxucu xəstəliklərə və istənilməyən hamiləliyə səbəb ola bilər. Latexə allergiya olan şəxslər tabii kaucukdan hazırlanmış lateks prezervativindən istifadə etməməlidir. Prezervativləri sarın, quru və günışığından qorunan yerdə saxlayın. Yalnız su əsaslı lubrikantlardan istifadə etmək məsləhət görülür. Prezervativə birlikdə istifadə olunan xaricə istidən istifadə vasitələri (penis və ya vagina üçün) bəqlə hakim və ya əzəp ilə məsləhətləşin. Diqət: Hər bir kontraseptiv metod 100% hamiləlikdən və ya infeksiyalardan qorunma təmin etmir. Bəqlə barmayayarsa, hər zaman masculan® prezervativindən istifadə edin.

HR-BIH

masculan® kondomi su pouzdanu sredstvo zaštite od spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće. Proizvod je sterilan dok se pojedinačno pakiranje ne otvori, netoksičan i apirogen. Sastav: prirodni latex. Provjerite rok uporabe prije uporabe. Priklonom otvaranju, kondom polistane na jedan kraj pakiranja i pažljivo otvorite pakiranje duž suprotne strane, vodite računa da ne oštettite kondom nohtima, nakitom itd. Uхватite vrh kondoma palcem i kažiprstom, uvjerite se da je namotaj kondoma s vanjske strane kako bi prezervativ mogao da se odmotla (važno je i da ne ostane zrak). Kondom stavite na glavni penis, ostavite prazan prostor na kraju kondoma za priklupljanje sperme. Uklonite zrak iz vrha kondoma nježno potiskujući zrak jednom rukom, zatim drugom rukom odmotajte kondom duž penisa. Na kraju odnosa pri vadeњу penisa, palcem i kažiprstom pridržite vrh kondoma da ne bi sapo, učinite to dok je penis još u erekciji. Goresje vjeđe je i gumičevost za merov penisne, egežes a tovelj, uveljve, hoo ne kępđozneje priklupljanje raka ranoć. Mielott kędoba s ermyedness indult peniset a partnere testeboll, zoritsa ra a gumičevost a penisnere annak tovelj, nemelj kęssusun. Hoo vaginabn, hanem vęgbęlnibysan (analisan) fogja hasznalni a gumičevost, nagybba a kockázata, kęsszük és megęsęr. Kędoba elott ártalmatlanisag hęgbęnkusan a használt gumičevost. Minden gumičevost csak egyezr használnol. Ismeltelt használt esetén nagybba a veszelye, hoo az óvszer elszakad, kęsszük, és megęfęrtzi magát szexuális úton terjedő betegsęgekkel, vagy nem kívánt terhesség lęk. Aki allergias a latex hilekova koji se primjenjuje na penisu ili vagini, mođe do oštećenja kondoma, molimo vas raspitajte se kod liječnika ili farmaceuta o podnošljivosti istih. Imajte na umu da niti jedno sredstvo za prevenciju ne garantira 100% zaštitu od trudnoće ili spolno prenosivih bolesti. Ipak uvijek koristite masculan® kondom.

VIGYÁZAT:

- A óvszer természetes gumu latexből készült, ami allergias reakciókat okozhat, beleértve az anafilaxiás sokkot, ha a felhasználó allergias a latexre.
- Alljon meg és ellenőrizze, hogy a óvszer nem szűsz-e le, vagy nem fész-e túlzottan a penisre, mert ez szakadást okozhat.
- Forduljon orvoshoz mielőbb, ha legfeljebb 72 órán belül, ha a óvszer szírváro, vagy szétreped használt közben.
- Ne használja a kondomot, ha a csomagolás nyilvánvalóan sérült. Használjon egy újat, amelynél sértetlen a csomagolás.
- Az óvszerrel kapcsolatos minden súlyos eseményt jelentsen a gyártóknak és az illetékes nemzeti hatóságknak.
- Az óvszer véletlen beelégzése (orális szex) fulladást okozhat.

HU

A masculan® gumičevostek megbiható módon védenek a szexuális úton terjedő betegsęgektől, és a nem kívánt terhességtől. Mielott használatba venné a gumičevost, ellenőrizze, hogy nem járt-e még le a védőfólián feltüntetett eltarthatósági idő. Óvatosan olvassa el a gumičevost a védőfóliáról, ügyelve rá, hogy ne sérts meg a kőrmével, az ékzerével vagy egyéb módon. Fogja az óvszert a hüvelj- és mutatóujjával, és ellenőrizze, hogy a legőrtetendő szélé kívül van-e, mivel a gumičevost csak ebben a helyzetben lehet biztonságosan vęgbęrgőrtetni a peniszn. Rakja rá a óvszert a merov penisnere, és vedlj meg azell, hogy a penisre értelközbe kerülne partnerekné tevel. Rakja rá úgy a gumičevost a penisz vęgére, hoo annak legfeljő szérében elvelj hely maradjon az ondó felőlgőrsz. Ujjaival nyomja össze az ondógyűrtő szét, nehogy levegő szorulhasson be. Majd a másik kezével goresse vędj a gumičevost a merov penisnere, egežes a tovelj, uveljve, hoo ne kępđozneje priklupljanje raka ranoć. Mielott kędoba s ermyedness indult peniset a partnere testeboll, zoritsa ra a gumičevost a penisnere annak tovelj, nemelj kęssusun. Hoo vaginabn, hanem vęgbęlnibysan (analisan) fogja hasznalni a gumičevost, nagybba a kockázata, kęsszük és megęsęr. Kędoba elott ártalmatlanisag hęgbęnkusan a használt gumičevost. Minden gumičevost csak egyezr használnol. Ismeltelt használt esetén nagybba a veszelye, hoo az óvszer elszakad, kęsszük, és megęfęrtzi magát szexuális úton terjedő betegsęgekkel, vagy nem kívánt terhesség lęk. Aki allergias a latex hilekova koji se primjenjuje na penisu ili vagini, mođe do oštećenja kondoma, molimo vas raspitajte se kod liječnika ili farmaceuta o podnošljivosti istih. Imajte na umu da niti jedno sredstvo za prevenciju ne garantira 100% zaštitu od trudnoće ili spolno prenosivih bolesti. Ipak uvijek koristite masculan® kondom.

SVARBU:

- Prezervativs yra pagamintas iš natūralios latekso gumos, todėl lateksui alergikams naudojantys gali sukelti alerginių reakcijų, įskaitant anafilaksinį šoką.
- Sustokite ir patikrinkite, ar prezervativas nenuslydo nuo varpos ir ar pernelyg nevėžia, nes dėl šių priežasčių gali būti suplyšti.
- Jei naudojant prezervativą suplyštų ar praleistų organizmo skysčių, nuo greičiau, bent per 72 valandas, kreipkitės į gydytoją.
- Nenaudokite prezervatyvo, jei atskira pakutė yra aukaizdai pažeista. Paminkite naująjį nepažeistos pakutės.
- Pranešite gamintojui ir kompetetingai nacionalinei įstaigai apie bet koki rimtą su prezervatyvu susijusį incidentą.
- Atsiktindai prezervatyvą įkvępę (oralinio sekso metu), galte uždušti.

